

## Die intelligente Zahnschiene

### Wie bekomme ich eine bruXane personal?

#### Ablauf für Patienten

Zähneknirschen wird festgestellt oder vermutet.  
Kontakt zum Zahnarzt oder zur bruXane GmbH.

bruXane ist besonders wertvoll  
wenn Folgesymptome und/oder  
Implantate/Restaurationen  
vorhanden sind

Gegenanzeigen treffen nicht zu

Termin beim Zahnarzt zur bruXane-spezifischen  
Abdrucknahme

#### **Entscheidung:**

1. bruXane-Basis = Biofeedback ohne Daten
2. bruXane-Data = Biofeedback mit Daten
3. bruXane-Switch = Daten und:  
Phase 1 ohne Biofeedback (Baseline) ->  
Phase 2 mit Biofeedback

Zahnarzt verschickt Abdrücke an das bruXane-Labor

bruXane wird an die ZA-Praxis versendet  
-> Termin zur Übergabe  
-> Sie tragen Ihre bruXane

Regelmäßige Datenauslesung und Monitoring der  
Behandlung

Daten werden von bruXane GmbH (aktuell  
kostenfrei) ausgewertet und in Form von Grafiken  
zur Verfügung gestellt

Erfahrungsgemäß  
> 70%ige Reduktion!