



## Die intelligente Schiene die zurück knirscht!

bruxane® hilft Ihrem Körper sich selbst zu heilen

### Treffen mehrere dieser Symptome auf Sie zu?

- Kopfschmerzen
- Migräne
- Tinnitus
- Verschlechtertes Sehen
- Kiefergelenksprobleme (Knacken, Reiben etc.)
- Kiefergelenkschmerzen
- Abgeschliffene oder abgeplatzte Zähne

Verspannungen:

- Gesicht
- Nacken
- Schulter
- Oberkörper



**Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen:**

E-Mail: [info@bruxane.com](mailto:info@bruxane.com)  
Web: [www.bruXane.com](http://www.bruXane.com)  
Telefon: +49 (0)6421 999 43 83

bruxane GmbH  
35037 Marburg  
Deutschland

Dann knirschen Sie eventuell.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Behandler.



## Sind Sie entspannt?

**bruxane®**

für ein entspannteres und somit schöneres Auftreten

*„..... dass ich das Gefühl habe, dass mein Gesicht weicher geworden und nicht mehr so verkrampft und angespannt ist.“*

*Birgit B. aus Lichtenfels*

## Wie hilft mir bruxane®?


### Biofeedback-System in einer Aufbisschiene

bruxane® macht den Körper auf sein Knirschen aufmerksam

- wenn man knirscht, erfolgt sofort eine sanfte Vibration im Gaumenbereich und ein leiser Summton
- Ansprechen von zwei Sinnen (Tast- und Hörsinn)
- dies reduziert nachweislich die Anzahl UND Dauer der Knirsch-Ereignisse

**"Meiner Meinung nach hat mein Gehirn in der kurzen Zeit mit bruxane gelernt mit dem Knirschen aufzuhören."**

*Meike K. aus Karlsruhe*




### Mein persönlicher Knirschtracker (bruxane Personal Data)

Einfluss der Lebensumstände auf meine Knirschaktivität und somit auf meine Gesundheit und mein Wohlbefinden.

Funktionsweise:

- ein Microcontroller zeichnet Ihre Knirschaktivität auf
- die Ereignisse können grafisch dargestellt werden



### Haben Sie Implantate oder Zahnersatz?

Knirschen ist eine extreme Belastung für Ihre Implantate und Ihren Zahnersatz. Schützen Sie Ihre Investition!

Sprechen Sie mit Ihrem Behandler.



**bruxane®**  
die intelligente Zahnschiene